

Лабораторная работа №114

Тема: Изучение дифракционного спектра и определение длины волны.

Цель: определение длины волн спектра; расчёт угловой дисперсии и разрешающей способности дифракционной решётки.

Методика измерений

Выражение для главных максимумов на дифракционной решётке

$$(a+b) \sin \varphi = k \lambda$$

где $a+b$ — период дифракционной решётки $(a+b)$ и экспериментально измеренному углу φ вычислить длину волн.

$$\lambda = \frac{(a+b) \sin \varphi}{k}$$

по измеренным длинам волн для 2 -х линий одного порядка k можно экспериментально определить значение угловой дисперсии в соответствии с формулой

$$D_{\varphi} = \frac{\Delta \varphi}{\Delta \lambda}$$


, где $\Delta \lambda$ — разность длин волн линий, $\Delta \varphi$ — разность углов

Также, зная число возбуждённых импульсов N ,
можно по формуле экспериментально оценить
разрешающую способность R решётки.

$$R = kN$$

Экспериментальная установка.

Используется спектрометр.



1) Источник

2) Стол

3) Горизонтальное ребро

4) Горизонтальная зрительная труба

5) Стол

6) Неподвижный
координатор с линзой
и узкой щелью

Измерение углов дифракции осуществляется след. образом: Зрительная труба поворачивается вправо и влево от центрального максимума и наводится на соотв. линии в спектре одного порядка.

По указанию производится отсчет углов φ_1 и φ_2 . Цена шкалы градусов определяется по закреплению на штифте крутового пайола перед нулевым делением нониуса. Затем изменяется число делений нониуса до совпадающих.

Б) Повернуть зрительную трубу влево и вправо от центрального минимума и измерить угловое разстояние φ_1 и φ_2 спектральных линий разных цветов (фиолет., синие, зеленые и желт.) в трех первых спектрах.

В) Для каждой линии подсчитать среднее отклонение от центр. минимума $\bar{\varphi}$.

Г) Подсчитать значения $\sin \bar{\varphi}$ и опр. длину волн. λ . Период решетки $(a+b)$ рассчитать

по известному числу штрихов n на единицу длины решетки.

$$a+b = \frac{1}{n}$$

8) Найти \bar{L} - ср. значение длины волн соотв. цветов:

$$\bar{L}_{синий} = 440 \text{ нм}$$

$$\bar{L}_{зеленый} = 552 \text{ нм}$$

$$\bar{L}_{красный} = 658 \text{ нм}$$

9) Взяв измеренные длины волн L и значение \bar{L} для 2-х линий одного порядка по формуле определить экспериментальное значение углового дисперсии $D_{\text{эксп}}$.

$$D_{\text{теор}} = \frac{\kappa}{a+b}$$

κ	$D_{\text{эксп}}$ рад/м	$D_{\text{теор}}$ рад/м	$L_{\text{осв}}$ м	N —	R —
1	66666	66666	0,007	486	486

10) Измерить линейную освещенную ширину

$$\text{плоскости } L_{\text{осв}} : N = \frac{L_{\text{осв}}}{a+b}$$

11) Оценить разрешающую способность R

12) Отключить питание от сети

Контрольные вопросы

1) Штатив, горизонтальное кольцо, снабжённое шпилькой, столик для установки дифракционной решётки, горизонтальная зрительная труба, неподвижный коллиimator.

2) Зрительная труба поворачивается вправо и влево от центрального максимума и наводится на соответствующие линии в спектре одного порядка. По указанию производится отсчёт углов φ_1 и φ_2 . Угловое широкое угловое расстояние определяется по значению на шпильке кругового коллиматора.

3) Взяв измеренные длины волн λ и значения φ для 2-х линий одного порядка по формуле
$$D\varphi = \frac{\Delta\varphi}{\Delta\lambda}$$

4) Как зависят угловая дисперсия и разрешающая способность от порядка наблюдаемого спектра.

Разрешающая способность $R = \lambda/\Delta\lambda$

Угловая дисперсия $D\varphi = \frac{\Delta\varphi}{\Delta\lambda}$

Вывод: Таким образом, благодаря выполненной работе, были получены важные знания о природе дифракционного спектра и длине световой волны. Также рассчитана угловая дисперсия и разрешающая способность дифракционной решётки.